

CLINISAN Dekubitusmatratze



Art. Nr. 100 400 HMV-Nr. 11.11.03.5074

Matratze zur Dekubitusprophylaxe und Therapie bis Stadium II (nach Seiler)

Geeignet zur Dekubitusprophylaxe und -therapie bis Stadium II (nach Seiler)

- Zusätzliche flutex®-Schaumstoff-Liegefläche
- Ideale Körperanpassung durch "physiologische Knickstellen" der Matratze
- Für Patienten mit einem Körpergewichte von 40 bis 120 kg, BMI von m. 11 - 41 / w.11 - 41 serienmäßig
- Auf Wunsch auch für andere Körpergewichte als Sonderanfertigung lieferbar
- Inklusive PU-Vollbezug, 95° C waschbar
- Sondermaße lieferbar

Technische Daten

| | clinisan-Matratze* Art. Nr. 100 400 | PU-Vollbezug Art. Nr. 125 127 |
|----------------------------------|--|---|
| Material | Polyurethan | Polyurethan |
| Abmessungen in cm | 198 x 90 x 17 | 200 x 90 x 14 (-17) |
| Gewicht in kg | ca. 8,0 | ~ 0,40 |
| Gewicht in kg/m ² | -- | 195 |
| Raumgewicht in kg/m ³ | Wanne: 45 Würfelinnenteil: 30 Flutex-Liegefläche: 20 | -- |
| Stauchhärte in kPa | Wanne: 6,5 Würfelinnenteil: 4,5 flutex-Liegefläche: 2,0 | -- |
| Reinigung | -- | 95° C waschbar, bis 120° C Trockner geeignet, |
| Gewährleistung | 2 Jahre | Ca. 50 Waschgänge (s. o.) |
| Anwendungsgebiet | Dekubitusprophylaxe und -therapie bis Stadium II (nach Seiler) | Matratzenschutzbezug |

*Sondermaße und unterschiedliche Gewichtsklassen auf Wunsch erhältlich.



Die Anti-Dekubitus-Matratze **clinisan** besteht aus einer Schaumstoffwanne und einem gewürfelten Innenteil, welches die Druckentlastung ermöglicht. In den verschiedenen Liegepositionen wird auf diese Weise der Auflagedruck verringert. Dieser Innenteil kann auf Wunsch für verschiedene Körpergewichte geliefert werden. Serienmäßig ist die Matratze für Patienten mit einem Körpergewicht von 40 bis 120 kg (BMI m. 11 - 41 kg / w. 11 - 41). Die Matratze kann somit optimal auf das entsprechenden Körpergewicht abgestimmt werden. Der verstärkte Wannenanrand ermöglicht eine leichtere Mobilisierung des Patienten. Durch die Vierteilung (physiologische Knickstellen) passt sich die Matratze auch bei verstellter Liegefläche optimal der Körperform an. Die zusätzliche Schaumstoff-Liegefläche "flutex" verhindert den direkten Kontakt zum gewürfelten Innenteil und erhöht so den Liegekomfort durch verbesserte Druckverteilung.

Die Matratze besteht aus Polyurethanschaum. Sie ist atmungsaktiv und nicht toxisch. Der Schaumstoff ist FCKW-frei geschäumt und zertifiziert nach dem öko-Tex Standard 100 "Schadstoff geprüfte Textilien".

Clinisan ist neben ihren Standardabmessungen auch in Sondermaßen lieferbar. Zum Lieferumfang gehört ein weißer Polyurethan-Vollbezug aus der pur active Serie. Der Bezug ist atmungsaktiv und Feuchtigkeit abweisend. Er ist bei 95° C waschbar und bedingt trocknergeeignet. Es empfiehlt sich jedoch das Trocknen durch aufhängen

Hilfsmittelbedarf Gutzeit, Starenweg 11, 71394 Kernen Tel. 07151 6046743

www.hilfsmittelbedarf.de